

## Anleitung zum Wechseln des Biofilters (notwendig ca. alle 2 Jahre)

1. Den Verschluss lösen und den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um diesen abzunehmen.



2. Das alte Filtermaterial entfernen und direkt in der Biotonne entsorgen.



3. Filter aus der Verpackung nehmen und für ca. 30 Sekunden in ungefähr 500 ml lauwarmes Wasser legen.



4. Das nasse Filtermaterial in die einzelnen Quadrate einlegen.



5. Deckel auflegen und im Uhrzeigersinn drehen bis dieser einrastet.



## Instructions for changing a biofilter (necessary every 2 years)

1. Loosen the lock and turn the hood counterclockwise to remove it.



2. Remove the old filter material and dispose of it as organic waste.

3. Remove the new filters from the packaging and place each one in approx. 500 ml of lukewarm water for about 30 seconds.



4. Add the wet filter materials to the individual squares.



5. Place the hood and turn it clockwise until it clicks into place.